



PHAGO'SOFT

Nettoyant désinfectant surfaces



ECODÉTERGENT



Points forts

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Contact alimentaire
- ✓ Respect de l'environnement (substance active : acide peracétique)
- ✓ Formule ecocertifiée



Conditionnement

Présentation	Code	Nombre d'unités par carton
Flacon de 750 ml	65004	6 unités
Bidon de 5L	65006	2 unités



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

phagogène®

Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr

Distribué à la Réunion par:

Tel: 0262 50 56 15
Fax: 0262 50 57 01
Mail: la reunion@cristaldistribution.com

DOM HYGIENE INDUSTRIE



PHAGO'SOFT

Domaine d'application

- ✓ Détergent désinfectant pour toutes surfaces hautes, toutes surfaces vitrées et tous écrans.
- ✓ Agréé contact alimentaire, sa substance active (acide peracétique) garantit une efficacité microbiologique à spectre large tout en assurant un respect de l'environnement par sa biodégradabilité en acide acétique, oxygène et eau

Composition

- ✓ Actifs désinfectants :
 - Acide peracétique (CAS N°79-21-0)
0,004% m/m,
 - Peroxyde d'hydrogène (CAS N°7722-84-1)
2,9 % m/m
- ✓ Composition (648/2004/CE) : <5% agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, désinfectants, parfums (huile essentielle de Niaouli*), LIMONENE
- ✓ Contient aussi : Eau, solvants, correcteur d'acidité, stabilisants, bases
- ✓ 99,77% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

*0,20% des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Caractéristiques organoleptiques et physicochimiques

- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Parfum : niaouli
- ✓ pH pur à 20°C : 3,0 – 3,7
- ✓ Masse volumique à 20°C : 1,000 – 1,020 g/cm³

Précautions d'emploi

- ✓ Produit réservé à un usage professionnel.
- ✓ Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site : www.quickfds.com

Mode d'emploi

- ✓ **PHAGO'SOFT** est prêt à l'emploi
- ✓ Utiliser des gants et un vêtement de protection approprié.
- ✓ **PHAGO'SOFT** doit être utilisé pur et ne doit pas être rincé, sauf en cas de désinfection des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires où le **PHAGO'SOFT** doit être rincé à l'eau potable.
(Conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999)
- ✓ Pulvériser sur un linge à usage unique et/ou appliquer sur la surface à désinfecter
- ✓ Eviter de faire ruisseler le produit
- ✓ Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



phagogene®

Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr



PHAGO'SOFT

Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
<u>BACTERICIDE</u>		
EN 1276 conditions de saleté (<i>P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae et E.coli</i>)	80%	5 min.
EN 13727+A2 conditions de saleté (<i>P.aeruginosa, S.aureus et E.hirae</i>)	40 %	5 min.
EN 13697 conditions de saleté (<i>P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae et E.coli</i>)	100%	5 min.
<u>FONGICIDE</u>		
EN 1650 conditions de saleté (<i>C.albicans</i>)	100%	15 min.
EN 1650+A1 conditions de saleté (<i>A.brasiliensis</i>)	80%	15 min.
EN 13624 conditions de saleté (<i>C.albicans et A.brasiliensis</i>)	80%	15 min.
EN 13697 conditions de saleté (<i>C.albicans</i>)	40%	15 min.
<u>VIRUCIDE</u>		
EN 14476 conditions de saleté (BVDV)	90%	1 min.
EN 14476 conditions de saleté (Vaccinia virus)	90%	5 min.
EN 14476 conditions de saleté (Rotavirus)	90%	5 min.

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

