


Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxl) 15.5 x 36 cm
Couleur	Transparent
Utilisation	Usage unique
Volume	1000 ml - Gradués tous les 100 ml
Matière	Sac en polyéthylène - Colletette en carton résistant - sans latex
Unité de vente	A l'unité
Poids	20 g l'unité
Instructions d'utilisation	Déplier le sac et le maintenir le cône en hauteur. Pousser les extrémités du cône vers le centre pour former un entonnoir. Evacuer vomissement ou urine du cône dans le sac. L'entonnoir et la valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter tous risques de renversements.
Classification	Dispositif médical de Classe 1

Photos



Sac vomitoire gradué 1000ml
avec valve anti-retour - la pièce



Sac vomitoire gradué 1000ml
avec valve anti-retour - la pièce