



# LMA

WORKWEAR 1880



## Visuels :



## 99126C MASQUE

### Plus produit :



### Descriptif :

### **Masque UNS CAT1 de protection réutilisable - 3 couches**

Masque lavable et stérilisable, constitué de 3 couches

**Couches 1 et 3 :** popeline 115 g/m<sup>2</sup> (la popeline est une armure très serrée).

À l'intérieur il y a une couche de toile non tissée.

La **couche 2** offre une certaine rigidité permettant au masque de mieux rester en place et d'agir comme un filtre (armure non tissée différente de l'armure toile de la popeline).

### Composition :

**Couches 1 et 3 :** popeline 120 fils 115 g/m<sup>2</sup>

**Couche 2 :** toile non tissée

### Tailles :

Taille unique

### Coloris :

Blanc

### Conformité et certification :



Conforme à la directive AFNOR SPEC s76-001



Certifié par l'IFTH sous la référence 99 126-c



### Testé par la DGA

Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d'information du 29 mars 2020 »

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2933/DGA MNRBC/2000305/NP) le 24 avril 2020 et qui supporte 10 lavages (rapport RP/20-2933/DGA MNRBC/2000305/NP) le 04 mai 2020 - efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90 % - perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m<sup>-2</sup>.s<sup>-18</sup>

### Consignes de lavage :

#### L'article doit être lavé avant la première utilisation.

Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C

- Nombre de lavages : **10 lavages** - Tests en cours pour nombre de lavages supérieurs
- Séchage en machine modéré (retrait de 5 à 10% au premier séchage)
- Ne pas surcharger les machines afin d'éviter que les masques ne s'abiment
- Utiliser des filets de lavage (ou taie d'oreiller) afin d'éviter que les masques ne s'abiment et ne s'emmêlent entre eux

### Rappels importants :

- **Ce masque de protection textile est un masque de secours, lavable et réutilisable.** Il a été fabriqué dans le cadre d'une crise sanitaire et pour pallier à la pénurie de masques de soin dans les établissements de santé.
- **Ce masque tissu à usage non sanitaire est destiné aux PROFESSIONNELS NON SOIGNANTS** dans le but de préserver le stock de masques normés FFP2 pour les soignants.
- **Ce type de masque ne remplace en aucun cas les précautions édictées par le Ministère de la Santé :** se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, se tenir à une distance d'un mètre, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, etc.
- **Ce type de masque ne saurait dispenser des règles de confinement.**

