LOT 5: Matelas TOP CONFORT à mémoire de forme























Nouveau!

Glissière 100% imperméable

Description

| cœur | 4 cm de mousse à mémoire de forme de densité 55kg/m3, matière hautement performante favorisant une meilleure répartition des pressions de contact, s'adaptant à la morphologie du patient et favorisant la qualité de son sommeil + 11 cm de mousse Hr 35kg/m3 rainurée sur un côté permettant de s'adapter à tous types de lits médicalisés |
|----------------------|--|
| TISSu | Housse en maille polyester enduite polyuréthane M1 respirabilité 400 g/m² par 24h, coloris vert, 150 g/m² |
| FINITION | Housse amovible par fermeture à glissière imperméable et inversée sur une longueur et une largeur en arête inférieure avec étiquette d'identification du côté « dormeur ». Plus besoin de couvrir la glissière pour garantir une hygiène parfaite et un nettoyage facile. |
| eNTreTIeN | Lavable en machine à 90°, nettoyage à sec autorisé (pas plus de 4 fois) séchage en machine à tambour autorisé (60°), utiliser de l'eau savonneuse, de l'eau de javel très diluée, proscrire l'utilisation d'éther ou d'adoucissant |
| TraITeMeNT | Tissu traité anti-bactérie et anti-fongique |
| NorMe au Feu | Tissu classé anti-feu M1 permanent. Mousse Hr classée au feu M4 |
| coNForMITé | Matelas conforme au GPeM/cP 2005 (norme NF eN 597 parties 1 et 2 - recommandation D1 90 GPeM/cP) et à l'article u23 de janvier 2005 |
| SPécIFIcITé | Mousse sans cFc, sans chlorure de méthylène |
| INDIce De coNForT | résistance à la compression à 40 % (kPa) : 3,4 (35 kg/m3) et 2(MMF) |
| cLIeNTèLe | Matelas pour patients ayant un score de Norton ≥ à 14 avec un risque faible ou escarres stade 1 |
| GaraNTIe | Garantie contre tout risque d'affaissement prématuré |
| | |

ARTICLE

- Issu du réemploi : Non cArActeristiQUes - Issu de la réutilisation : Non





DE FORME





