

Chaire de professeur LERN



Avec voiles de fond et de côté

ENS352 - ENS361

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS		COLIS (L.P.H) mm	DIM.COLIS Kg	P.COLIS
			Kg	Nb			
P.Rond	1350 x 640 x 757	démonté	34,5		1	1440 x 740 x 100	36,5
P.Carré	1350 x 640 x 757	démonté	34,8		1	1440 x 740 x 100	36,8
P.Rond	1600 x 640 x 757	démonté	36,8		1	1625 x 725 x 120	38,8
P.Carré	1600 x 640 x 757	démonté	37,1		1	1625 x 725 x 120	39,1



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

DESCRIPTIF

Chaire de professeur à quatre pieds en tube soit rond soit carré, avec voile de fond et voiles de côté et plateau soit de 135x64cm, soit de 160x64cm.

Le cadre est fixé sous le plateau par vis à bois.

Les axes de positionnement équipant les voiles de fond et de côté s'insèrent dans les trous usinés dans les pieds. Hauteur des voiles fond et de côtés = 360mm.

Les pieds, équipés d'un fer de serrage, sont assemblés au cadre par vis métaux.

Les vérins équipant les embouts de pieds sont en polypropylène noir non tachant.

En option possibilité de monter un caisson à droite ou à gauche de la chaire, et/ou une tablette repose-sac.

Remarque: Poids avec plateau stratifié de 21mm d'épaisseur.

Composition

La structure métallique se compose d'un cadre non soudé constitué de deux longerons et deux entretoises en profil d'acier rectangle de 50x20mm, reliés par quatre goussets en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur, et de quatre pieds soit en tube rond de 40mm de diamètre, soit en tube carré de 35x35mm.

Soit le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en aggloméré de 19mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé d'un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont soit recouverts d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur, soit alaisés en hêtre naturel, soit en polyuréthane surmoulé, soit les chants longs sont postformés par le stratifié décor alors que les chants courts sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Les voiles de fond et de côté sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Finition

Structure: EPOXY.

Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.

STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

STRATIFIE / CHANTS HETRE TEINTE VERNI.

STRATIFIE / CHANTS SURMOULES (uniquement 135x64).

STRATIFIE / CHANTS POSTFORMES.

Voiles de coté et de fond: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

**SYMBIOSE MEDICAL
SYMED**

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau
97410 SAINT PIERRE
Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38
SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z
SAS au capital de 1 587 107 €

Caisson LERN 2 tiroirs



Pour chaire de professeur

ENS355

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
	374 x 514 x 403	démonté	13	1	595 x 415 x 390	14,2



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

DESCRIPTIF

Caisson à deux tiroirs pour chaire de professeur, équipé de deux supports de fixation boulonnés sur le dessus.

Possibilité de monter le caisson à droite ou à gauche de la chaire.

Les tiroirs sont montés sur des côtés et un arrière en tôle emboutie intégrant des coulisses à galets. Dimensions utiles LxPxH: Tiroir haut = 252x397x119mm - Tiroir bas = 252x397x162mm. Chaque façade est équipée d'une poignée en tôle pliée de 60mm de large. Celle du haut reçoit en plus une serrure encastrée.

Les panneaux sont assemblés par tourillons collés et maintenus sous pression à l'intérieur d'une cadreuse.

Les supports caisson s'engagent d'un côté sous les entretoises entaillées du cadre, et de l'autre côté sont fixés par vis métaux dans les inserts du plateau.

Composition

Les supports du caisson sont en tôle de 3mm d'épaisseur.

Les panneaux constituant le caisson sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté les fonds de tiroir qui sont en mélaminé de 10mm d'épaisseur, et tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Finition

Supports: **ÉPOXY NOIR.**

Caisson: **MÉLAMINÉ / CHANTS ABS 2MM.**

SYMBIOSE MEDICAL SYMED

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau
97410 SAINT PIERRE
Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38
SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z
SAS au capital de 1 587 107 €