

**Poste de consultation informatique**

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS		P.COLIS Kg
				Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	
	Poste consultation	démonté	35	1		39
Table	800 x 800 x 755	démonté	24	1	863 x 862 x 169	27
Caisson	210 x 550 x 530	monté	11	1	280 x 590 x 560	12

**DESCRIPTIF**

Le poste de consultation informatique 80x80cm est doté d'un caisson support unité centrale sécurisé. Le plateau équipé d'un passe-câbles avec couvercle, de quatre traverses en "V" et de deux raidisseurs, est fixé sur les piétements par vis métaux.

Les pieds sont équipés d'embout à vérin en polypropylène noir non tachant.

Le caisson se fixe sous le plateau, à gauche ou à droite, par vis à bois.

L'arrière du caisson est fermé par deux butés horizontales, et les côtés sont ajourés d'ouïes d'aération.

La gâche inférieure équipant la porte se glisse dans une fente pratiquée sur le dessus du caisson, et la gâche supérieure de la serrure s'insère dans une fente pratiquée dans le dessous.

**Composition**

La structure métallique se compose:

- de deux piétements mécano soudés constitués chacun par un pied en "U" en tube rectangle de 60x30mm, équipé de deux goussets en tôle plié de 3mm d'épaisseur.
- de quatre traverse en "V" en tôle emboutie de 2mm d'épaisseur.

Le caisson à structure métallique se compose de deux parties pliées en "L", soudées pour former un cadre, et entretoisées sur l'arrière par deux butées, le tout en tôle de 1,5mm d'épaisseur.

Le plateau et la porte du caisson sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

**Finition**

**Structure table et caisson: EPOXY.**

**Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.**

**Porte caisson: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.**

**SYMBIOSE MEDICAL  
SYMED**  
Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau  
97410 SAINT PIERRE  
Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38  
SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z  
SAS au capital de 1 587 107 €